

Polana A20 Chloral

Alkaliczny pianowy preparat myjąco-dezynfekujący

ZASTOSOWANIE

Środek jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji ścian, podłóg, urządzeń, pojemników.

WŁAŚCIWOŚCI

Doskonale usuwa wszelkie tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dzięki zawartości aktywnego chloru posiada szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego

(skutecznie niszczy mikroorganizmy) polecany do urządzeń pianotwórczych, tj. wytwornica piany, pistolet pianowy, myjka ciśnieniowa.

Nie jest agresywny w stosunku do metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy.

SKŁAD

Wodorotlenek potasu, podchloryn sodu (aktywnego chloru 50g/l), związki kompleksujące i powierzchniowo czynne.

DAWKOWANIE

W pełnym zakresie stężeń od 1,5% roztworu wodnego do koncentratu, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

Zalecane stężenia:

- powierzchnie słabo zabrudzone 1,5-3 %
- powierzchnie mocno zabrudzone 3-5 %

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat i jego roztwory wodne można nanosić przy pomocy urządzeń pianotwórczych. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczenia na 10–15 minut. Następnie spłukać wodą.

Stosowanie preparatów podwyższonej temperaturze podnosi skuteczność i szybkość mycia oraz dezynfekcji a także pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.